



Standard BioTools × mediford

共催セミナー

ZOOM

参加無料

CyTOF XT による マルチパラメーター解析の 活用法と測定受託のご紹介

2024年7月26日(金)
15:00~16:00



マスサイトメトリー (CyTOF) は、金属安定同位体でラベリングされた抗体を用い、ICP-TOF-MSで検出することで、一度に50項目以上の細胞内外のタンパク質を1細胞毎に検出可能な新しいテクノロジーです。従来の蛍光標識抗体を用いたフローサイトメトリー法とは異なり、多項目を「同時に、正確に、少量の検体で」解析が可能なおことから、様々な研究機関や臨床研究分野において注目されている技術です。特に免疫、がん・がん免疫、感染症等の分野での文献数は増加の一途を辿っています。

本ウェビナーでは、スタンダード・バイオツールズ株式会社よりCyTOF技術の紹介や、研究・治験での利用実績、最新の機器紹介を、メディフォード株式会社からは、CyTOF XTを使用した解析例や受託体制を中心にお伝えする予定です。皆様の研究における選択肢のひとつとしてお役立ていただければ幸いです。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

プログラム

- 15:00 CyTOF 技術のご紹介
スタンダード・バイオツールズ株式会社
- 15:25 CyTOF XT を用いた受託試験のご案内
メディフォード株式会社
- 15:50 Q&A (16:00 終了予定)

お申し込み

QR コードまたは
下記 URL よりお申し込みください。



- https://pages.mediford.com/EV-MDF_SB_20240726_registration_vofhq9a.html
※同業他社様のご視聴はお断りをさせていただきますので予めご了承ください

◆ STANDARD BIOTOOLS

スタンダード・バイオツールズ株式会社はマルチオミックスソリューションで、日本でのがんや免疫における新しい発見、バイオマーカーの特定、治療薬の開発促進、遺伝疾患研究などの、基礎研究から臨床研究を幅広くサポートしています。



◆ mediford

当社は医薬品等の開発支援として、非臨床試験から治験における生体試料分析までのシームレスな受託サービスを提供する会社です。各種モダリティに対応した高度な分析技術も取り揃えています。



- お問い合わせ／資料請求はこちらまで

メディフォード株式会社

(治験事業部)

03-5943-9270

本社 | 〒174-0053 東京都板橋区清水町 36 番 1 号



www.mediford.com

「生きていく」を明るく、前向きにする。



mediford
A Member of PHC Group